

Frequência Mínima para Realização dos Físicos, Químicos e Biológicos

Tipo de Indicador		Odontologia Para Autoclaves Acima de 60 L segue a RDC 15	Odontologia De acordo com RDC 1002/2025 (Podologia e Piercing - recomendação)	Beleza Recomendação
Físicos (parâmetros autoclave: tempo, temperatura e pressão)		A cada ciclo		
Ind. Químicos	Tipo 1 (impresso papel grau cirúrgico)	Todos os pacotes		
	Tipo 5 (SteamPlus)	Cada Carga	Cada Carga	Primeiro ciclo dia
Indicador Biológico		1ª Carga de cada dia	Mínimo 1x por semana 1º ciclo	Semanal
Steri Test		1ª carga após a instalação 1ª carga após manutenção preventiva ou corretiva 1ª Carga após uma mudança importante no processamento de dispositivos médicos, como troca de operador.		

Observações

Armazene os registros do monitoramento químico e biológico por pelo menos 5 anos (RDC 15 e 1002).

As recomendações acima são baseadas em legislações, melhores práticas e recomendações internacionais.

Para algumas delas não há consenso. Na dúvida consulte a legislação do seu estado/cidade para o seu tipo de serviço.

Observação: O **responsável técnico** pelo estabelecimento deve **supervisionar** os **testes** e semanalmente **rubricar** as páginas de registro no campo indicado.

