

Ficha de Registro de Resultados

Modelo da Autoclave: _____ Período de Monitoramento: ____/____/____ a ____/____/____. N° de identificação da Autoclave: _____

1º Ciclo Rotina () Manutenção ()	Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados	
					Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:	
	Data Leitura Final	Teste Cole aqui a etiqueta do I.B. teste Ampola controle crescimento NEGATIVO meio da cultura ROXO ☐ meio da cultura AMARELO					Controle Cole aqui a etiqueta do I.B. controle Ampola controle crescimento POSITIVO meio da cultura AMARELO ☐ meio da cultura ROXO		Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:
	Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados	
					Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:	
	Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados	
					Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:	
	Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados	
					Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:	
	Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados	
					Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:	
	Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados	
					Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:	
	Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados	
					Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:	
Data	Programa da Autoclave	Temperatura (°C)	Pressão (Kgf/cm2)	Autoclave completou o ciclo?	Número do Lote da esterilização	Cole aqui o Indicador Classe (tipo) 5 Steamplus desse ciclo	Resultados		
				Sim - Aprovado ☐ Não - Reprovado ☐			Aprovado ☐ Reprovado ☐ Assinatura:		

Resultado aprovado: O teste é considerado aprovado somente após o tempo total de incubação, com a cor do meio de cultura da ampola teste roxa e da ampola controle amarela.