

Cristófoli,
a marca da
Proteção



Para auxiliar no
cumprimento da
RDC 1002/2025
baixe o Aplicativo
Cristófoli

AUTOCLAVE VITALE 54L

Autoclave moderna, com tecnologia avançada e conectividade inteligente, para esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão.



02 Anos de
Garantia



06
Programas



13 Sistemas
de Segurança

- Tela sensível ao toque.
- Conexão à rede Wi-Fi.
- Relatórios de dados pelo aplicativo da Cristófoli.
- Remoção de ar da câmara através de 4 pulsos de pressão positiva
- Porta com sistema de abertura e travamento motorizados.

Possibilidade de gerenciamento das manutenções e visualização dos últimos 24 relatórios resumidos das esterilizações.

Baixe o aplicativo no Google Play ou no App Store.

*A instalação e o desbloqueio deste equipamento deverão ser realizados exclusivamente pela Rede de Assistência Técnica Autorizada Cristófoli. Estes serviços serão gratuitos, somente as despesas de locomoção do Técnico são de responsabilidade do cliente/comprador. Solicite orçamento prévio na Assistência Técnica Autorizada mais próxima: <https://cristofoli.com/assistencia-tecnica/>

Capacidade	54 litros
Desaeração e Despressurização	Automáticas
Secagem	Com porta fechada
Voltagem	220 Volts
Frequência	50/60 Hz
Abastecimento de Água	Automático
Potência	3.800 Watts
Pressão e Temperatura de Esterilização	1,2 kgf/cm ² (para ciclos de 121°C) 2,2 kgf/cm ² (para ciclos de 134°C)
Consumo Elétrico	750 Watts/hora
Peso Líquido	81,0 kg
Peso Bruto	86,0 kg
Dimensões Internas da Câmara (DxP)	34 x 66 cm
Dimensões Externas da Autoclave (LxAxP)	54 x 60,8 x 80 cm
Câmara e Tampa	Aço inox 304
Estrutura Metálica	Aço SAE 1020
Cor	Branca com teclado azul
Registro na Anvisa	10363350017



Consultoria gratuita em biossegurança no Blog Biossegurança Cristófoli: www.cristofoli.com/biosseguranca

www.cristofoli.com

AUTOCLAVE VITALE 54L

crisstofoli.com



EFICIÊNCIA

- Menor consumo elétrico, possui programa inteligente de gestão de energia.
- Secagem ultra eficiente com porta fechada.
- Menor consumo de água em relação às concorrentes da categoria.



SEGURANÇA

- Elétrica e eletrônica: possui sistemas de segurança por software.
- Mecânica: tampa estampada em aço inox, selo de segurança e anti-vácuo.
- Chave eletromecânica: dispositivo que impede o acionamento do motor elétrico que tem a função de abrir e travar a porta.
- Sistema de alerta: garante o fechamento da porta.



REAL TIME

- Mantém a programação de datas, mês e ano.
- Contagem de ciclos e avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico.



DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

- Sistema de diagnóstico de falhas que facilita a manutenção técnica.



ESTERILIZAÇÃO

- 6 Programas: Instrumental Embalado; Instrumental Desembalado; Plásticos e Algodão; Kit Cirúrgico e Tecidos; Líquidos e Secagem Extra.
- Recursos adicionais: expulsão de líquidos e pré-aquecimento.
- Gestão inteligente de controle de pressão, temperatura e desaeração, que garante o padrão normativo de esterilização.
- Registro dos dados de cada programa, atendendo a RDC 15 e 1002.



ATUALIZAÇÕES

- Atualização de software via wi-fi.

Este equipamento é fabricado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado pela ISO 13485 e atende aos requisitos da RDC 665/2022 - BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA.

