

Cristófoli,
a marca da
Proteção


Nova

LAVADORA ULTRASSÔNICA

2,5 LITROS
CRISTÓFOLI



Cesto
em inox



Design
moderno

7 programas
de cavitação

Função
desgaseificação

Display
digital

Fácil instalação
e manuseio

- Limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom.
- Redução do tempo de limpeza e do consumo de recursos.
- Mais segurança no processamento, diminuindo o risco de acidentes com instrumentos perfurocortantes.
- Ação eficaz em áreas de difícil acesso, inclusive locais inacessíveis às cerdas de escovas.

▪ **Garantia 1 ano**

Modelo

Lavadora Ultrassônica Cristófoli

Dimensões do produto	30 x 23 x 18 cm
Dimensões do tanque	25 x 15 x 8 cm
Volume total do tanque	2,5 L
Volume útil do tanque	2,1 L
Peso bruto	2,9 kg
Peso líquido	2,5 kg
Voltagem	127 V ou 220 V (60 Hz)
Potência ultrassônica	70 W
Potência de aquecimento	100 W
Frequência ultrassônica	40 KHz
Aquecimento	25°C à 40°C com a tampa fechada.
Programas	180s, 280s, 380s, 480s, 580s, 680s e 90s
Desgaseificação	180s (aciona 9s e pausa 6s)

