

Cristófoli,
a marca da
Proteção

LAVADORAS ULTRASSÔNICAS

PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS



Lançamento

Capacidades:
6,5 / 10 / 22
e 38 Litros.

Tempo de
Cavitação
1 à 30 minutos

Displays
Digitais.

Tanque, Cesto,
Gabinete e
Tampa em Aço Inox.

Sistemas
Elétricos de
Segurança.

Drenagem com
Registro de
1/2 Polegada.

- Fácil instalação e manuseio.
- Padroniza o processo de limpeza.
- Limpeza eficiente de artigos e instrumentos cirúrgicos.
- Auxilia na remoção do biofilme e sujidade orgânica.

- Possibilita a limpeza de cavidades e junções de difícil acesso.
- Reduz o tempo de limpeza e o consumo de recursos.
- Diminui a incidência de contaminações por instrumentos perfurocortantes.

Modelo	6,5 Litros	10 Litros	22 Litros	38 Litros
Nível de água no tanque	4,3 litros	6,6 litros	14,6 litros	25,3 litros
Voltagem	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V	127 ou 220 V
Potência de Aquecimento	200 W	200 W	500 W	800 W
Aquecimento	Até 60°C com a tampa fechada	Até 60°C com a tampa fechada	Até 60°C com a tampa fechada	Até 60°C com a tampa fechada
Potência Ultrassônica	180 W	240 W	480 W	720 W
Frequência Ultrassônica	40 KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz
Peso líquido	5,4 kg	6,8 kg	11,5 kg	16,9 kg
Peso bruto	6,0 kg	7,8 kg	12,9 kg	18,4 kg
Dimensões da Lavadora (L x A x P)	32,5 x 28,0 x 18,0 cm	38,0 x 28,0 x 29,0 cm	53,0 x 28,5 x 32,5 cm	59,5 x 38,5 x 34,5 cm
Dimensões do Tanque (L x A x P)	30,0 x 15,0 x 15,0 cm	30,0 x 15,0 x 24,0 cm	50,0 x 15,0 x 30,0 cm	50,0 x 25,0 x 30,0 cm
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano