

CIRCULAR 001/2022

COMUNICADO IMPORTANTE

As autoclaves Cristófoli são produzidas dentro das normas e procedimentos rigorosamente controlados para que trabalhem dentro dos padrões exigidos pela ANVISA, tanto na questão da segurança do profissional, como dos seus clientes.

Assim, a partir de 2009, buscando trazer maior durabilidade e segurança aos equipamentos, a Cristófoli passou a utilizar o aço inox na composição das tampas das autoclaves, por ser um material mais resistente à fadiga e ligeiramente flexível.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 21 c/c Decreto 2.181/97 art. 32, determina que os fabricantes devem fornecer peças originais durante toda a vida útil do produto, que no caso da autoclave é de 10 anos, conforme Instrução Normativa da SRF nº 162/1998.

Como as autoclaves fabricadas com tampas em alumínio fundido (modelo Vitale e Vitale Plus) deixaram de ser produzidas em 2009, com o advento de novas tecnologias, estando, portanto, descontinuadas há 14 anos, as peças e componentes desses modelos não são mais comercializados.

Desse modo, a Cristófoli não autoriza que assistências, credenciadas ou não, revendam tampas e demais peças de autoclave para os modelos com tampa em alumínio, pelo fato da produção já ter sido interrompida.

A Cristófoli também não permite que assistências, autorizadas ou não, substituam somente a tampa em alumínio pela fabricada em aço inox, nos equipamentos recebidos para manutenção, pois a tampa em aço inox não se adaptará ao restante da estrutura do equipamento devido ao desgaste que esta sofreu ao longo dos anos, bem como não aprova a substituição de peças e componentes nesses modelos, uma vez que a tampa em alumínio já se encontra fadigada com o uso, processo comum e inevitável em qualquer liga de alumínio, podendo sofrer uma ruptura.

Diante disso, a empresa reitera a importância da substituição das autoclaves fabricadas com tampa em alumínio por um modelo novo.

Caso as diretrizes repassadas pela Cristófoli sejam descumpridas, e, em decorrência disso, haja algum incidente, a assistência técnica será totalmente responsabilizada. Nos colocamos à disposição para mais informações pelo e-mail crc@cristofoli.com

Cristófoli Biossegurança

