

Cristófoli,
a marca da
Proteção



AUTOCLAVE
CH370

2 PORTAS

16 Sistemas de Segurança

23 Programas





Botão liga/desliga e de emergência.
Manômetro (câmara externa).
Manovacuômetro (câmara interna).





Tela IHM colorida touch screen de 7“ multifuncional.
Controle de usuários e níveis de permissão de operação com senha.
Impressora matricial de impacto (item de série).

CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA

Consultoria gratuita em biossegurança no Blog Biossegurança Cristófoli: ***www.cristofoli.com/biosseguranca***

www.cristofoli.com

AUTOCLAVE
CH370

cristofoli.com



EFICIÊNCIA
- Alto desempenho com menor consumo de energia elétrica.
- Preaquecimento para otimização do tempo dos ciclos.
- Gerador de vapor acoplado à câmara externa: vaporização rápida e uniforme.
- Sistema de vácuo com bomba de alta eficiência.
- Secagem completa e eficaz por meio de alto vácuo.
- Bomba de água autoescorvante e autoaspirante em aço inox.

SEGURANÇA
- 2 Programas para teste de eficiência, Bowie & Dick (verifica a remoção de ar) e Leak Test (verifica vazamento de pressão).
- Sistemas de segurança: elétrico, mecânico e eletrônico.
- Portas com abertura e fechamento automáticos, por meio de deslizamento vertical com sistema de segurança antiesmagamento.
- Câmaras, tampa, gabinete externo, estrutura modular, gerador de vapor e resistências em aço inox.
- Conexão de entrada de sensores para validação termométrica.
- Condutivímetro para monitorar a qualidade da água.

REAL TIME
- Tela IHM colorida touch screen de 7" multifuncional.
- Sistema de alerta de manutenções.
- Conexão Wi-Fi para auxiliar as manutenções.

ESTERILIZAÇÃO
- Sequência de 4 pulsos de vácuo e 3 de injeções de vapor, nos ciclos pré-programados.
- 13 programas pré-programados, 8 programáveis pelo usuário e 2 opcionais (Príon e Líquidos).
- Gestão inteligente de controle de pressão, temperatura e tempo, que garante o padrão normativo de esterilização.
- Relatório com informações e registros do programa salvo na memória e impresso em papel, atendendo a RDC n°15.

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE
- Sistema de alarme que indica falhas de funcionamento.

LEGISLAÇÃO
- Registro na Anvisa nº 10363350017.
- Fabricadas no Brasil de acordo com as normas nacionais e internacionais de qualidade e segurança.
- Nível de ruído de acordo com o estabelecido pela portaria ministerial do Trabalho.

PÓS-VENDA
- Assistência Técnica Especializada.
- Treinamento operacional para os usuários.
- Agilidade no diagnóstico e nas manutenções.
- Atendimento disponível por telefone e WhatsApp.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS



Carro externo com prateleira em aço inox, dimensões 57x108x100 cm



Rack interno com prateleiras em aço inox, dimensões 62x36x73 cm



Cestos internos em aço inox, dimensões 30x30x60 cada.



Compressor isento de óleo, reservatório em aço inox, 2 HP, 40 litros.



Osmose reversa, água purificada para a geração de vapor com capacidade de produção de 60 litros por hora e reservatório de 50 litros

Imagens meramente ilustrativas

FACH370 - V04 - 2026

CRISTÓFOLI BIOSSEGURANÇA

Consultoria gratuita em biossegurança no Blog Biossegurança Cristófoli: ***www.cristofoli.com/biosseguranca***

CONTATO:

44 3518-3485 hugo@cristofoli.com
44 3518-3464 larissa@cristofoli.com
44 99180-5944 tiago.biglia@cristofoli.com